

## 使用隱形眼鏡護理藥水小貼士

1. 處理隱形眼鏡、隱形眼鏡護理藥水(護理藥水)及有關配件(例如：儲存盒)前，應適當地使用皂液及清水洗手，然後抹乾。
2. 選擇護理藥水前，應諮詢眼科專業人員(眼科醫生或註冊視光師)的意見。不同種類的隱形眼鏡可能須要使用不同種類的護理藥水和消毒程序。要遵照眼科專業人員的建議進行清潔，沖洗及消毒隱形眼鏡。
3. 閱讀護理藥水瓶上及包裝盒上的安全資料及有關正確使用的標籤，要依照指示小心使用。若有任何疑問，應停止使用並諮詢眼科專業人員。
4. 如護理藥水的封條已損壞或遺失，就不要購買或使用。
5. 注意護理藥水的有效期限，只應於期限內使用。
6. 新開瓶的護理藥水，應在製造商建議的可使用期限後拋棄。
7. 先使用護理藥水搓揉及沖洗隱形眼鏡，然後把隱形眼鏡浸在護理藥水中不少於指定的時間。
8. 鏡片盒中已用過的護理藥水應立即棄掉，不要重用已用過的護理藥水。
9. 不需使用護理藥水時，應保持瓶蓋緊閉。
10. 護理藥水要放在清潔、陰涼、乾爽及小童接觸不到的地方。
11. 若對產品出現敏感徵狀，應立即停止使用。如眼部感到不適、眼紅或視力改變，應諮詢眼科專業人員。
12. 切勿在沒有眼科專業人員的指示下，胡亂將護理藥水與其他液體混合使用。
13. 不要將護理藥水轉移到較小的旅遊容器中，以免護理藥水受到污染或被誤認。



### 健康忠告

1. 選擇護理藥水前，應諮詢眼科專業人員(眼科醫生或註冊視光師)的意見。
2. 定期接受眼科專業人員的檢查。
3. 若眼部感到不適或眼紅，應立刻移除隱形眼鏡。如徵狀持續，應立即求診。
4. 使用隱形眼鏡護理藥水時，必須依照製造商的建議方法使用。