

使用隱形眼鏡護理藥水

Use of Contact Lens Solution

細閱使用說明

Read Instructions For Use



使用前洗手

Wash hands first



選擇合適藥水

Choose appropriate solution



徹底揉搓，沖洗及消毒隱形眼鏡

Rub, rinse and disinfect contact lens thoroughly



切勿擅自混合其他液體使用

Do not mix with other fluids unless specified



切勿重用藥水

Discard the solution after use

更多資訊 For more information:



醫療器械科
Medical Device Division
www.mdd.gov.hk



衛生署
Department of Health

二零二一年六月製作
Produced in June 2021