

使用熱/冷敷墊的安全提示

1. 要留意使用說明及安全資料。
2. 使用熱/冷敷墊前，檢查有否滲漏情況；亦應避免刺穿熱/冷敷墊；
若發現熱/冷敷墊有破裂或被刺穿，應立即棄掉。
3. 熱/冷敷墊應置放於孩童不能拿取的地方。
4. 兒童應在成人指導下使用熱/冷敷墊。
5. 除經醫生指示，年長及循環系統有問題人士切勿使用熱/冷敷墊。
6. 因兒童及年長人士的皮膚比較容易燙傷或凍傷，使用熱/冷敷墊時
應加倍小心及留意。
7. 為免燙傷或凍傷，熱/冷敷墊可與墊套或布墊同時使用。
8. 如敷墊的凝膠不慎接觸到皮膚或眼睛，應立即移開敷墊，並以清
水徹底清洗患處。如不慎誤服敷墊的凝膠，不應故意嘔吐，應立
刻向醫生求診。

衛生署

醫療儀器科

二零二零年一月修訂